

英国 A&D 称重环境分析仪 AD-1691

型号

AD-1691

特点

在彩色触摸屏屏幕上循序渐进指导操作简单

每日余额检查确认余额是否符合使用条件

周期性平衡检查，包括重复性、准确性/线性度和偏心误差的测试

定期检查项目快速词汇表

根据美国药典（USP）标准的最小重量计算

基于七个不确定分量的平衡校准不确定度计算

通过输出到打印机或以 PDF 报表格式保存 USB 闪存驱动器来记录日常/定期检查结果

通过在 PDF 报告格式中保存 USB 闪存驱动器来校准校准结果（具有扩展不确定度）

使用 BM 系列对测量环境的使用和满足* 1 的评估

远程平衡显示与控制

日期和时间设置

可调液晶亮度

带支架的支架附件和触摸笔，使操作更容易

两个 USB *2 和三 RS-232C 接口

三种 RS-232C 电缆标准。

尺寸

